

Link do produktu: <https://www.csc-poland.pl/wklad-uzupelniajacy-scierki-do-nasaczania-bode-x-wipes-90-listkow-p-10.html>



## Wkład uzupełniający ścierki do nasączania BODE X-WIPES 90 listków

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>9,84 zł</b>    |
| Cena netto   | <b>8,00 zł</b>    |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

#### **BODE X-WIPES - ŚCIERKI/CHUSTECZKI 90 LISTKÓW**

(Do chusteczek nie jest dołączony pojemnik. Należy kupić go osobno).

System chusteczek do nasączania Bode X-Wipes pozwala na ekonomiczne wykorzystanie roztworu roboczego. Chusteczki wykonane z chłonnej włókniny, odpornej na rozdieranie, które dobrze chłoną i oddają roztwór podczas stosowania.

Zależnie od potrzeb można kupić pojemnik z wiekiem w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym. Ułatwia to rozróżnianie stosowanych preparatów.

System chusteczek do nasączania jest odpowiedni do stosowania w miejscach wymagających wielokrotnych procesów myjąco-dezynfekujących w ciągu dnia pracy.

Sposób użycia systemu suchych chusteczek BODE X-Wipes:

Po włożeniu rolki chusteczek do pojemnika (należy kupić go osobno) należy napełnić go wybranym roztworem preparatu dezynfekcyjnego lub myjącego. Roztwór należy uprzednio przygotować w osobnym pojemniku.

Rolki 90 szt. należy zalewać 2,5 – 3 L roztworu roboczego. Jeśli liczba rolek się zmniejszy należy odpowiednio wykorzystać:  
na 40 chusteczek nalewać 1,5 L  
na 30 chusteczek nalewać 0,75 L

Roztwory środków dezynfekujących preparatów BODE zachowują skuteczność przez 28 dni od sporządzenia (wyjątkiem jest Bodedex forte – 7 dni aktywności). W przypadku stosowania innych roztworów proszę zapoznać się z ich czasem aktywności. Każdy pojemnik przed ponownym napełnieniem i użyciem należy poddać procesowi mycia i dezynfekcji.

Rolka włókniny bez gilzy 1 szt. x 90 listków  
(bez tulejki tekturowej)

wysokość rolki: 20 cm  
średnica rolki: 13,5 cm  
długość odcinka: 38 cm  
szerokość odcinka: 20 cm  
ilość odcinków: 90 szt.  
waga 1 rolki: ok. 400 g  
gramatura: 53 g/m<sup>2</sup>  
struktura: gładka  
kolor: biały  
opakowanie: folia ochronna

Można wykorzystać jako czyściwo do trudnych zbrudzeń rąk, czyszczenia płaskich powierzchni lub narzędzi.

---

Uwagi: miękka i przyjemna w dotyku, chłonie płyny w ograniczonych ilościach, trwała w stanie suchym i mokrym, nie zostawia pyłu na czyszczonych powierzchniach. Dobrze współpracuje z środkami dezynfekującymi.